



Bettfixiergurt h239_63

Polyestergurt mit Magnetverschluss, zum Festhalten bettlägeriger Patienten. Abmessungen: Ø mindestens 60 cm, Ø maximal 100 cm.

Der pelvine Bettfixiergurt h239_63 ist ein professionelles Fixierhilfsmittel, das für die sichere und kontrollierte Fixierung bettlägeriger Patienten entwickelt wurde. Er eignet sich ideal für den Einsatz in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Kliniken und Senioren- bzw. Pflegeeinrichtungen und ist besonders angezeigt, wenn es notwendig ist, Bewegungen des Beckens zu begrenzen, ohne die Mobilität des Patienten vollständig einzuschränken.

Sie besteht aus einem gepolsterten Perinealband, das auch bei längerem Gebrauch einen hohen Komfort gewährleistet und Druckstellen oder Unbehagen vermeidet. Das Polyester-Gewebe, aus dem der Gürtel besteht, ist haltbar und leicht zu desinfizieren, während der Magnetverschluss mit Schlüssel eine sichere Handhabung ermöglicht und ein unbefugtes Öffnen durch den Patienten selbst verhindert. Dieses System erhöht die Sicherheit, insbesondere für Personen, die desorientiert oder sturzgefährdet sind.

Das ergonomische Design des Gürtels ermöglicht eine optimale Anpassung an unterschiedliche körperliche Konstitutionen. Das verstellbare Befestigungssystem ermöglicht ein schnelles Anlegen am Bett durch das Pflegepersonal und verbessert so die betriebliche Effizienz in medizinischen Einrichtungen.

Dank der kontrollierten Bewegungseinschränkung erleichtert der Gurt die unterstützten Haltungsänderungen, die für die Vorbeugung von Dekubitusverletzungen unerlässlich sind, während der Patient in einer sicheren und korrekten Position gehalten wird.

Kaufen Sie jetzt den h239_63 Beckengurt, um das Management und die Sicherheit von bettlägerigen Patienten zu verbessern. Für Pflegebedarf oder Mehrfachbestellungen, fordern Sie jetzt ein individuelles Angebot an!

h239_63

Technische Merkmale:

- Material des Gurts: Polyester
- Geopolsterte Ausführung: Gepolsterter Perinealgurt für mehr Komfort
- Verschluss: Magnetverschluss-System mit Schlüssel aus Metall und Kunststoff
- Design: Ergonomisch und an jede Körperform anpassbar
- Befestigung: Verstellbar für eine einfache und schnelle Montage
- Magnetverschluss und Höchstmaß: Ø 60 cm – Ø 100 cm
- Pflege: Waschbar bis max. 40 °C, nicht bügeln, nicht bleichen, keinen Trockner verwenden

Sicherheitsschlüssel

gestattet,

Bedienung

Vorteile für den Benutzer:

- Klinikenhausbetten
- Garantien: ein sicheres und kontrolliertes Zurückhalten.
- Fördert: sichere Haltungswechsel.
- Reduziert: das Risiko, aus dem Bett zu fallen.
- Bietet: optimalen Komfort dank des gepolsterten Dammschutzes.
- Einfaches: Anlegen und Einstellen für das medizinische Personal.

Geräte
gerätekosten
Personal sendenden
klinischen
Verfahren
erfolgen.

Kaufberatung: Beim Kauf eines Beckengurtes ist es wichtig, einige grundlegende Aspekte zu berücksichtigen, um die Sicherheit und das Wohlbefinden des Patienten zu gewährleisten.

Zunächst muss man sich überlegen, welche Art der Rückhaltung benötigt wird: Becken-, Thorax- oder Bauchgurt. In diesem Fall ist der h239_63 Gürtel für die Beckenfixierung geeignet.

Der Magnetverschluss mit Schlüssel ist ein Mehrwert in Bezug auf die Sicherheit, insbesondere für desorientierte Patienten.

Das Polyestermaterial gewährleistet Hygiene, leichte Waschbarkeit und Haltbarkeit. Komfort ist ein weiteres Schlüsselement: Die Polsterung im Dammbereich schützt den Patienten vor übermäßigem Druck.

Schließlich sollten Sie darauf achten, dass das Produkt verstellbar und mit den Betten in Ihrer Einrichtung kompatibel ist. Mit Größen von 60 bis 100 cm ist der Gürtel für die meisten Erwachsenen geeignet.

Beckenfixiergurt für Krankenhausbett, Fixiergurt h239_63, Fixiergurt für bettlägerige Patienten, Fixiersysteme für Pflegeheime, Sicherheitsvorrichtung für medizinische Betten.

*Die Bilder dienen nur der Illustration.

INFORMATIONEN



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM