

Namiti S.r.I. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272 Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA) Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)

Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452



## Elektrische gynäkologische Liege h728\_04

Gynäkologischer Stuhl/Liege mit elektrischer Bedienung. Abmessungen: L.174 x T.56 x H.54/85 cm.

Gynäkologischer Untersuchungsliege ideal für Entbindungsstationen und Arztpraxen. Er bietet maximalen Komfort für die Patientin und einfache Handhabung für den Arzt. Dank der 2 Motoren können die Höhenverstellung und die Trendelenburg- und Anti-Trendelenburg-Positionen mit einer Fernbedienung erreicht werden. Die Rückenlehne und die Fußstütze können mittels eines Gaskolbens verstellt werden. Das Gestell hat einenlackierten Stahlrahmen und einemit Schaumstoff gepolsterte und mit feuerfestem Vinyl überzogene Liegefläche. Die Liege ist außerdem mit von 90° auf 180° abklappbaren Armlehnen und verstellbaren und schwenkbaren Oberschenkelstützen ausgestattet und wird komplett mit einer abnehmbaren Tropfschale aus Edelstahl, ergonomischem Kissen, gynäkologischem Loch im Sitz und Rollenhalter geliefert.

## Technische Merkmale:

- Abmessungen: L.174 x T.56 x H.54–85 cm
- Tragfähigkeit: 180 kg
- Rahmenmaterial: Stahl mit Epoxidbeschichtung und weißer Lackierung
- Polstermaterial: 100 % Vinyl
- Feuerhemmende Polsterung: Klasse 1IM
- Polsterung: 5 cm Schaumstoff, Dichte 30 kg/m³
- Elektrischer Betrieb: 2 Motoren für die Höhenverstellung sowie Trendelenburg- und Anti-Trendelenburg-Positionen
- Klappbare Armlehnen: von 90° bis 180° absenkbar
- Verstellbare und schwenkbare Beinhalter
- Herausnehmbare Edelstahlschale
- Ergonomisches Rückenlehnenkissen
- Gynäkologische Öffnung auf der Sitzfläche
- Rollenhalter
- Fernbedienung
- Rollen mit Bremse Ø 100 mm
- Liegefläche in verschiedenen Farben erhältlich
- CE-Kennzeichnung

N.B: Verwenden Sie zur Reinigung und Desinfektion der Arbeitsplatte KEINE Seifen oder Lösungen, die Alkohol, Ketone, Xylol, Acetate oder Lösungsmittel enthalten. Wischen Sie Flecken zuerst mit einem feuchten, weichen Baumwolltuch ab, dann mit einem in Wasser und neutraler Flüssigseife getränkten Tuch, und schließlich nur mit Wasser und trocken ab. Verwenden Sie

KEINE Bürsten mit Scheuer- oder Metallfaserborsten oder Schwämme, da diese das Gewebe dauerhaft beschädigen können.

## **INFORMATIONEN**

- Länge in mm 1740.0000
- Tiefe in mm 560.0000Höhe in mm 540.0000
- typologie höhe VariableTragfähigkeit 180 kg