

Namiti S.r.I. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272 Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA) Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)

Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452



Gynäkologischer Untersuchungsstuhl h728_03

Gynäkologischer Untersuchungsstuhl/Liege mit variabler Höhe. Tragfähigkeit: 180 kg. Elektrischer Betrieb.

Liege für Krankenhäuser und gynäkologische Praxen, speziell für gynäkologische Untersuchungen. Stahlrahmen mit 3 Teilen (Rückenlehne, Sitz und Beinstütze), mit Oberseite mit Schaumstoff gepolstert und mit farbigem feuerfestem Vinyl überzogen. Ausgestattet mit variabler Höhe und elektrisch verstellbarer Rückenlehne dank 2 Motoren, die per Fernbedienung bedient werden können. Die Beinlehne hingegen kann manuell mit einem Hebel angehoben und verstellt werden. Sie zeichnet sich durch ihre Vielseitigkeit aus, da sie sowohl als Liege als auch als Sessel verwendet werden kann und auch die Trendelenburg-Position einnehmen kann. Die Liege wird außerdem mit einer Auffangschale für Flüssigkeiten, einem ergonomischen Kissen, einer gynäkologischen Öffnung und verstellbaren und schwenkbaren Oberschenkelstützen geliefert.

Technische Eigenschaften:

- Abmessungen: L.179 x T.62 x H.53–85 cm
- Tragfähigkeit: 180 kg
- Rahmenmaterial: Stahl mit Epoxidbeschichtung und weißer Lackierung
- Polstermaterial: 100 % Vinyl
- Feuerhemmende Polsterung: Klasse 1IM
- Polsterung: 5 cm Schaumstoff, Dichte 30 kg/m³
- Elektrischer Betrieb: 2 Motoren für die Höhen- und Rückenlehnenverstellung
- Trendelenburg-Position
- Verstellbare und schwenkbare Beinstützen
- Herausnehmbare Edelstahlschale
- Ergonomisches Rückenlehnenkissen
- Gynäkologische Öffnung auf der Sitzfläche
- Fernbedienung
- Liegefläche in verschiedenen Farben erhältlich
- CE-Kennzeichnung

N.B: Für die Reinigung und Desinfektion der Liegefläche KEINE Seifen oder alkohol-, keton-, xylol-, acetat- oder lösungsmittelhaltigen Lösungen verwenden. Wischen Sie Flecken zuerst mit einem feuchten, weichen Baumwolltuch ab, dann mit einem in Wasser und neutraler Flüssigseife getränkten Tuch, und schließlich nur mit Wasser und trocken ab. Verwenden Sie KEINE Bürsten mit Scheuer- oder Metallfaserborsten oder Schwämme, da sie den Stoff dauerhaft beschädigen können.

INFORMATIONEN

- Länge in mm 1790.0000
 Tiefe in mm 620.0000
 Höhe in mm 530.0000
 typologie höhe Variable
 Tragfähigkeit 180 kg