



## Transferhilfe h13676

Gleitende Umlagerungshilfe aus sehr gleitendem Material. In verschiedenen Grössen erhältlich. Waschen: max. 40°.

Die Transferhilfe besteht vollständig aus einem Material mit hoher Gleitfähigkeit, während die Außenfläche die Griffigkeit mit dem Körper des Benutzers gewährleistet.

Es kann zum Bewegen auf dem Bett (horizontal oder vertikal) oder zum "Seitenwechsel" in Anwesenheit eines Assistenten verwendet werden:

Darüber hinaus ermöglicht das Tuch auch die Bewegung des bettlägerigen Patienten zwischen zwei verschiedenen Oberflächen auf derselben Höhe (zum Beispiel zwischen Bett und Duschtrage).

Der Rollboard h13676 ist in folgenden Grössen erhältlich:

- Small- Länge 100 cm
- Medium- Länge 140 cm
- Large- Länge 190 cm

Technische Daten

- Material: mit hoher Glätte
- Breite: 85 cm
- Waschen: max 40°

## INFORMATIONEN

- **Garantie** 1 Jahr
- **Breite** 85 cm