



Bettfixierungsgurt mit Klettverschluss h983_05

Verstellbarer Fixiergurt mit weichem Mieder, 22 cm hoch, mit Klettverschluss und Schnalle, ermöglicht Bauch- oder Seitenlage mit gewisser Bewegungsfreiheit des Oberkörpers. Gesamtlänge: 230 cm. Einstellbarer Umfang: 85 bis 120 cm.

Der Fixiergurt h983_05 ist eine Sicherheitsvorrichtung, die entwickelt wurde, um kontrolliert die Bewegung des Patienten einzuschränken und gleichzeitig eine diskrete Beweglichkeit des Oberkörpers zu ermöglichen. Sie ist ideal für den Einsatz in Krankenhäusern, Kliniken und Gesundheitseinrichtungen. Sie ermöglicht die Seitenlage oder den Dekubitus und kann bei Bedarf vom Patienten selbstständig geöffnet werden.

Der aus 100% Baumwolle gefertigte Gürtel verfügt über einen weichen Gürtel mit einer inneren MTP-Polsterung, die aus Polyamid-Velours und Polyurethan auf Ätherbasis besteht und Komfort und Atmungsaktivität gewährleistet. Die Befestigung erfolgt mittels verstellbarem Klettverschluss und einer dreizackigen Schnalle aus Acetyl-Kunststoff, mit einer Belastbarkeit von bis zu 100 kg, die Stabilität und Anpassungsfähigkeit gewährleistet.

Die Gesamtlänge beträgt 230 cm, mit einem verstellbaren Umfang von 85 bis 120 cm, während die Höhe der Klappe zwischen 20 und 22 cm variiert. Die Befestigung am Bett wird durch einen verstellbaren Abzieher und Bettgitterschlaufen gewährleistet.

Es darf nur von spezialisiertem Pflegepersonal verwendet werden.

Für mehr Sicherheit ist es möglich, den Sicherheitsknopf und den Sicherheitsschlüssel separat zu erwerben, die ein unbefugtes Öffnen verhindern. Das Verschlusssystem kann nur mit dem dazugehörigen Magnetschlüssel entriegelt werden.

Kaufen Sie den Fixiergurt h983_05 jetzt, um Stabilität und Sicherheit für Patienten zu gewährleisten! Fordern Sie jetzt ein individuelles Angebot an.

Technische Merkmale:

Staubt
dieser
Material: 100% Baumwolle mit MTP-Innenpolsterung
Material: Velours auf Polyamid- und Polyurethan-Ether-Basis
Material: Klettverschluss und Dreizackschnalle aus Acetylkunststoff
Material: Verstellbar: Ösen aus Nickel/Bronze-Legierung
Material: Schnallenfestigkeit: Bis zu 100 kg
Material: Gesamtlänge: 230 cm
Material: Verstellbarer Umfang: 85 - 120 cm
Material: Klappenhöhe: 20 - 22 cm
Material: Gesamtlänge: 230 cm
Material: Farbe: Creme
Material: Verschlusssystem: Zugstange und verstellbare Bettgitterschlaufe
Material: Schlüssel
Material: Sicherheitsoption: Sicherheitsknopf und Sicherheitsschlüssel sind separat erhältlich
Material: Aktivier
Material: Badematte,
Material: erhältlich.
Material: Verstellbaren
Material: (Einstellbar):
Material: Zugkraft:
Material: 1 Sicherheitsknopf: Automatischer Verriegelungsknopf zum Einstecken in überlappende Gurtschlaufen
Material: 1 Sicherheitsschlüssel: Schlüssel aus Polyamid mit verstärktem 8 mm dickem Neodym-Magnet

Ranthe Vorteile:

- Garantierte Sicherheit: Stabiles Rückhaltesystem mit fortschrittlicher Verriegelungsoption.
- Wenn Sie einen Kranken gebessertes Rückhalte- und Verriegelungssystem für das Wohlbefinden des Patienten 983_05 die perfekte Wahl.
- Maßgeschneiderte Anpassung: Verstellbarer Umfang und variable Klappenhöhe.
- Stabile Bettfixierung: Verstellbares Anbindesystem mit verstellbaren Schlaufen.
- Kontrollierte Mobilität: Ermöglicht Bauch- oder Seitenlage mit eingeschränkter Freiheit.
- Mit einem gepolsterten Gürtel und dem Klettverschluss und dem verstellbaren Befestigungsbereich. Stabilität und Schutz für bettlägerige Patienten.
- Befestigung: 18 Schnallen und seitlichen Rippen an den Bettpfosten für Stabilität.
- Befestigung: Getragen über der Kleidung oder Unterwäsche.

Erhältlich mit einem fortschrittlichen Sicherheitsverschluss (Knopf und Schlüssel separat erhältlich).

FAQ:

Bettfixierungsgurt, verstellbarer Gurt für Patienten, weiche Fixierungsvorrichtungen, Fixiersysteme für Krankenhäuser, Bewegungseinschränkung für Patienten, Sicherheitsgurt mit Magnetverschluss, Fixierband mit Klettverschluss

*Abbildung rein indikativ.

*Sicherheitsknopf und Sicherheitsschlüssel können separat als Sonderzubehör erworben werden, der Sicherheitsknopf kann nur mit einem Sicherheitsschlüssel geöffnet werden.

INFORMATIONEN

