



## Bettfixierungsgurt mit Doppelbewegung h983\_08

Fixiergurt mit verstärktem starrem Mieder, ermöglicht das Drehen des Patienten von Bauchlage in Seitenlage. Verschluss mit Sicherheitsknöpfen (separat erhältlich). Verstellbarer Umfang: von 85 bis 130 cm. Gesamtlänge: 215 cm.

Der Fixiergurt h983\_08 wurde entwickelt, um eine sichere und kontrollierte Lagerung zu ermöglichen und bietet die Möglichkeit, den Patienten von der Bauchlage in die seitliche Dekubituslage zu drehen. Er ist unverzichtbar in Krankenhäusern, Kliniken und Pflegeeinrichtungen und eignet sich für allergische und unkooperative Patienten, die eine eingeschränkte Bewegung benötigen, ohne den Komfort zu beeinträchtigen.

Der starre Gürtel mit verstärktem Rand sorgt für Stabilität und Schutz, während das anti-chafing Innenkissen Hautreizungen verhindert. Der Gürtel wird über zwei verstellbare Zugstangen am Bett befestigt und sorgt für Passform und Sicherheit.

Hergestellt aus 100 % Baumwolle, verfügt der Gurt über Verstellösen aus einer Nickel-Messing-Legierung und einen einstellbaren Umfang von 85 bis 130 cm, wodurch er sich für unterschiedliche Körpergrößen eignet.

Sie darf nur von medizinischem Fachpersonal verwendet werden.

Der Sicherheitsverschluss erfolgt mittels 3 Sicherheitsknöpfen und einem Magnetschlüssel, der separat erworben werden kann. Außerdem ist ein zusätzlicher 80 cm langer Gurt als Sonderzubehör erhältlich.

Kaufen Sie jetzt den Fixiergurt h983\_08, um Sicherheit und Stabilität für Patienten im Gesundheitswesen zu gewährleisten! Fordern Sie jetzt ein individuelles Angebot an.

Technische Merkmale:

- Gurtmaterial: 100% Baumwolle mit verstärkter Paspelierung
- Verschluss: 3 Sicherheitsknöpfe (können separat erworben werden)
- Verstellbar: Nickel/Messing-Legierung Ösen
- Gesamtlänge: 215 cm
- Verstellbarer Umfang: von 85 bis 130 cm
- Farbe: Creme
- Verschlussystem: Zwei verstellbare Bettgriffe
- Sicherheitsoption: Sicherheitsknöpfe, Sicherheitsschlüssel und zusätzlicher Gurt können separat erworben werden

• 2 Sicherheitsknöpfe: Sicherheitsknöpfe zum Einstecken in die überlappenden Gürtelschlaufen  
 • 1 Sicherheitschlüssel: Schlüssel aus Polyamid mit verstärktem 8 mm starkem Neodym-Magneten  
 • 1 zusätzlicher Gurt 80 cm: um die Drehbewegung des Patienten zu stoppen, auf eine Seite zu drehen oder ihn auf der seitlichen Position halten

Wenn Sie auf der Suche nach einem fortschrittlichen Rückhaltegurt sind, der eine doppelte Bewegung von der Bauchlage in die Seitenlage ermöglicht, ist das Modell h983\_08 die ideale Wahl.  
 Benutzervorteile:

- Kontrolle der Bewegungen des Patienten, die die Sicherheit der Rückenlage in die seitliche Dekubituslage
  - Maximale Stabilität des Kopfes im Gesunderhaltungswinkel
  - Hoher Komfort: Inneres Anti-Schwell-Polster zur Vermeidung von Hautreizungen.
  - Maßgeschneiderte Anpassung: Anpassbar an Patienten mit unterschiedlicher Statur.
- Erhältlich mit einer Sicherheitsoption: Kompatibilitätsschlüssel (Körperschlüssel) und zusätzlicher Gurt (opt.) können separat erworben werden).

FAQ:  
 Bettfixiergurt, Fixiersysteme für Krankenhäuser, weiche Fixiervorrichtungen, Bewegungseinschränkung für Patienten, Sicherheitsgurt für bettlägerige Patienten, verstellbarer Fixiergurt mit starrem Korsett.

\*Die Bilder dienen nur zur Veranschaulichung.

\*Sicherheitsknöpfe, Sicherheitsschlüssel und zusätzlicher 80 cm langer Gurt können separat als Sonderzubehör erworben werden. Die Sicherheitsknöpfe können nur mit einem Sicherheitsschlüssel geöffnet werden.

## INFORMATIONEN



HOLITY.COM

HOLITY.COM



HOLITY.COM