



Handgelenk-Fixierer aus MTP h983_15

Handgelenk-Fixierer mit Bändern zur Patientenfixierung. Klettverschluss, waschbar. Bandlänge: 120 cm.

Der medizinische MTP-Handgelenkfixierer mit dem Code h983_15 für den Krankenhausbereich ist ein Hilfsmittel zur Immobilisierung des Handgelenks des Patienten in bestimmten Situationen, z. B. während Infusionstherapien oder spezieller Behandlungen, bei denen es wichtig ist, unbeabsichtigte Bewegungen zu verhindern, die zum Herausziehen von Nadeln oder Kathetern führen könnten.

Diese Handgelenkstütze wird hauptsächlich in Krankenhäusern, Kliniken, Notaufnahmen, Intensivstationen und Pflegeheime verwendet und gewährleistet dank der bei der Herstellung verwendeten hochqualitativen Materialien einen effektiven und dennoch komfortablen Sitz.

Das Gerät besteht aus MTP-Velours (100% Polyamid oder Polyester) für den Außenbezug, während die Innenpolsterung aus Polyurethan auf Ätherbasis besteht, einem Material, das Komfort und Widerstandsfähigkeit bietet. Die 120 cm langen Baumwollschnüre ermöglichen eine sichere Befestigung am Bettrahmen und können je nach klinischen Erfordernissen an einem oder zwei Punkten geknotet werden, um eine bessere Kontrolle zu ermöglichen. Der Klettverschluss macht das Anlegen und Einstellen der Handgelenkfessel einfach und gewährleistet einen stabilen und anpassungsfähigen Sitz für verschiedene Körpertypen.

Das Produkt ist nicht steril und wiederverwendbar, entwickelt für eine einfache Wartung. Es kann mit der Hand gewaschen werden in lauwarmem Wasser bis zu 30°C, unter Verwendung eines milden Waschmittels, unter Vermeidung von direkten Wärmequellen und Bügeln, gemäß den gegebenen Anweisungen.

Dieses Gerät darf nur in Gesundheitseinrichtungen und unter der Verantwortung von medizinischem Personal verwendet werden. Es ist nicht für Zwecke geeignet, die nicht ausdrücklich in der technischen Dokumentation angegeben sind.

Bestellen Sie jetzt den medizinischen Handgelenkfixierer h983_15, um Sicherheit und Komfort bei medizinischen Behandlungen zu gewährleisten. Für Mehrfachbestellungen oder Krankenhauslieferungen fordern Sie ein individuelles Angebot an.

Wien

Hand

Handgelenkfixierer

Handgelenkfixierer • Außenmaterial: MTP-Vellutino (100 % Polyamid oder Polyester)

Handgelenkfixierer • Innenpolsterung: Polyurethan (etherbasierend)

Handgelenkfixierer • Gurtband: 100 % Baumwolle

Handgelenkfixierer • Bandlänge: 120 cm

Handgelenkfixierer • Verschlussystem: Verstellbarer Klettverschluss

Handgelenkfixierer • Verwendung: Für den innerklinischen Gebrauch

Handgelenkfixierer • Produkt: Nicht steril

Handgelenkfixierer • Pflege: Handwäsche bis max. 30 °C, nicht bügeln, nicht im Trockner trocknen

Handgelenkfixierer • Lagerung: An einem sauberen, trockenen Ort lagern, fern von Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung

Handgelenkfixierer • Klettverschluss

Handgelenkfixierer • Flüssigkeiten

Handgelenkfixierer • Durchsicht

Handgelenkfixierer • Wiederverwendbar

Handgelenkfixierer • Waschbar

Handgelenkfixierer • Hygienisch

Handgelenkfixierer • Vorteile für den Anwender:

Handgelenkfixierer • Fördert: die Patientensicherheit während längerer medizinischer Therapien.

Handgelenkfixierer • Reduziert: das Risiko des versehentlichen Entfernens von Nadeln oder IV-Geräten.

Handgelenkfixierer • Einfaches: Anlegen und Anpassen dank Klettverschluss.

Handgelenkfixierer • Komfort: Gewährleistet dank Polsterung und weichen Materialien.

Handgelenkfixierer • Wiederverwendbar: und waschbar, ermöglicht Sparsamkeit und Hygiene.

Handgelenkfixierer • Versieht

Handgelenkfixierer • verwendet

Handgelenkfixierer • werden.

FAQ:

Kaufberatung:

Bei der Auswahl von Fixierhilfen wie Handgelenkfixierern für den Krankenhausgebrauch ist es entscheidend, die Materialqualität, die Sicherheit des Verschlussystems und die Reinigungsfreundlichkeit zu bewerten.

Der Handgelenkfixierer h983_15 eignet sich ideal für Situationen, in denen es notwendig ist, die Bewegungen des Patienten kontrolliert zu begrenzen, ohne dabei Unbehagen zu verursachen.

Die langen und robusten Bänder ermöglichen eine stabile Befestigung am Bett oder an der Struktur, während die MTP-Oberfläche für ein angenehmes, weiches Hautgefühl sorgt.

Es wird empfohlen, eine ausreichende Anzahl an Hilfsmitteln zu beschaffen und im Wechsel zu verwenden, um die ständige Verfügbarkeit auch während Wasch- oder Desinfektionsphasen sicherzustellen.

Medizinischer Handgelenkfixierer, Krankenhaus-Handgelenkfixierer, Handgelenk-Fixierhilfe, Handgelenkfixierer h983_15, Handgelenkfixierer mit Klettverschluss, waschbarer Handgelenkfixierer, nicht steriles Hilfsmittel für das Krankenhaus.

*Abbildung rein informativ.

INFORMATIONEN

