



Maschine zur Entsorgung von Urinbeuteln, manuelle Entnahme h1029_05

Manuelles Gerät zum Entleeren von Urinbeuteln in kleinen Räumen. Abmessungen: 42 x 40 x H 50 cm.

Das Urinbeutelentsorgungsgerät h1029_05 ist ein extrem kompaktes Gerät, das für den Einsatz in Krankenhausumgebungen mit sehr begrenztem Platz, wie z.B. Leerräume, Dienstzimmer und technische Bereiche, konzipiert wurde. Es ist die ideale Lösung für Einrichtungen des Gesundheitswesens, die eine effiziente Entsorgung von Urin- oder Dialysebeuteln benötigen und gleichzeitig wenig Platz haben.

Dieses Modell ist mit einem System zum Schneiden, internen Waschen und Desinfizieren ausgestattet, ähnlich wie die größeren Modelle, jedoch mit manueller Entnahme des Beutels am Ende des Prozesses. Hergestellt aus rostfreiem Stahl AISI 316, garantiert es Korrosionsbeständigkeit, Hygiene und eine lange Lebensdauer auch bei hoher Luftfeuchtigkeit und intensiver Nutzung.

Während des Arbeitszyklus führt die Maschine eine interne Desinfektion der Beutel mit einer Mischung aus Wasser und biologischem Aktivator durch und gewährleistet so die Sicherheit des Personals und die Einhaltung der Hygienevorschriften. Nach Beendigung des Zyklus entleert der Bediener den behandelten Beutel manuell, was das Gerät auch dort ideal macht, wo die Integration von automatischen Entleerungssystemen nicht möglich ist.

Dank seiner einfachen Installation, kleinen Größe (nur 42 x 40 x 50 cm) und vollständig manueller Bedienung ist der h1029_05 perfekt für kleine Stationen oder temporäre Situationen, in denen eine angemessene Handhabung von Krankenhausabfällen erforderlich ist.

Kontaktieren Sie uns noch heute, um ein Angebot für die Maschine h1029_05! Die kompakte, langlebige und hygienische Lösung für kleine Krankenhausbereiche. Erhältlich für Einzel- oder Mehrfachversorgung.

Technische Merkmale:

- Typologie: Sackentleerungsgerät mit manueller Entnahme
- Material: Edelstahl AISI 316
- Abmessungen: 42 x 40 x H 50 cm
- Installation: kostenlos, auch über vorhandenen Oberflächen

Wasche,
Küch
Gerät
Biotiefkühltruhe
Schnellig?
Washing-Beit?
Bedienung: manuell, ohne elektrischen Anschluss
Geräte?
Beim Urinbeutelentfernung: manuell nach der Behandlung
begrenzt
Gesundheitsdealer Einsatz: Urinbeutel, Dialyse, kleine Behälter für biologische Flüssigkeiten
Bedient
Abfallplatten,
Auf dem
Vorteile:
einfach
Aktivatorbedarf: sehr wenig Platz, ideal für beengte Räume.
hergestellt: aus rostfreiem Stahl AISI 316 für maximale Hygiene und Langlebigkeit.
Räume. • Kein: Stromverbrauch, vollständig manuelle Bedienung.
erfordern • Hygienisierung: wirksam mit biologischem Aktivator.
keine • Lösung: einfach und funktionell für eine sichere Entsorgung.
besonderen
Beim
Fähigkeiten.
desinfizieren.

Kaufberatung:

Wenn Sie in Einrichtungen des Gesundheitswesens mit begrenztem Platz oder in Situationen arbeiten, in denen sperrige Geräte nicht installiert werden können, ist das Modell h1029_05 die effektivste Wahl.

Gestaltet für Umgebungen wie kleine Räume, Patientenbereiche oder mobile Einheiten, ermöglicht es eine sichere Handhabung von Urin- und Dialysebeuteln auf einfache, hygienische und manuelle Weise.

Die AISI 316 Edelstahlstruktur garantiert Langlebigkeit, während das Fehlen einer Stromversorgung die Betriebskontinuität auch in Notfällen sicherstellt.

Es ist eine praktische, nachhaltige und umweltfreundliche Lösung.

Kompakte Beutel-Entleerungsmaschine h1029_05, Manuelle
Krankenhausbeutel-Entsorgungsmaschine,Edelstahl-Beutel-Entleerungsgerät,Ausrüstung für Urinbeutel kleine
Stationen,Hygienisierung von organischen Flüssigkeitsbeuteln kleine Räume.

*Bilder dienen nur zur Veranschaulichung.

INFORMATIONEN

