

**HOLITY.COM**

Rollstuhl-Fixiergurt h983_13

Fixiergurt mit Sicherheitsverschluss. Farbe: creme. Gesamtlänge: 130 cm. Verstellbarer Umfang der Lasche: 70 bis 120 cm.

Der Rollstuhl-Fixiergurt h983_13 ist ein medizinisches Hilfsmittel, das Sicherheit und Stabilität für Patienten im Rollstuhl gewährleistet. Ideal für nicht autonome Patienten oder solche mit eingeschränkter Mobilität, hilft er Ausrutschen, versehentliche Stürze und unkontrollierte Bewegungen zu verhindern, während man in einem Rollstuhl oder Hilfsstuhl sitzt.

Das Gerät ist aus weichen, haltbaren und atmungsaktiven Materialien hergestellt, um Komfort auch bei längerem Gebrauch zu gewährleisten. Die Innenpolsterung ist aus Polyurethan mit MTP-Velours bezogen, während die Außenseite und die Stege (Chevrons) aus 100% Baumwolle bestehen, die sanft zur Haut ist. Die Ösen für den Verschluss sind aus Nickel/Brass-Legierung, kompatibel mit den magnetischen Sicherheitsknöpfen (nicht im Lieferumfang enthalten, siehe optional).

Für erweiterten Schutz ist es möglich, separate Sicherheitsknöpfe und Magnetschlüssel zu erwerben, die ein unbefugtes Öffnen verhindern. Das System kann nur mit dem dazugehörigen Schlüssel entriegelt werden.

Es darf nur von spezialisiertem Gesundheitspersonal verwendet werden.

Der Gürtel hat eine Gesamtlänge von 130 cm, eine Höhe von ca. 15 cm und einen verstellbaren Umfang von 70 bis 120 cm, der sich den meisten Körperformen anpasst. Er sollte über der Kleidung getragen werden, niemals in direktem Kontakt mit der Haut.

Die Anwendung erfolgt durch die Befestigung am Rahmen der Rollstuhl-Rückenlehne über die hinteren Gurtbänder sowie durch den vorderen Verschluss um die Taille des Patienten, der mit dem magnetischen Sicherheitsverschluss verriegelt wird. Im

~~Kauf für
Notfall müssen stets eine Schere oder ein anderer scharfer Gegenstand verfügbar sein, um das Hilfsmittel schnell entfernen zu
können.~~
~~Minigurtverschluss~~
~~h983_13~~
~~Umfang~~
~~Bestellnummer?~~
~~Plastik,~~
~~Einheitsgröße~~
~~Bestellgut für Mehrfachbestellungen an!~~
~~Schlüssel~~
~~Wertvollenswert,~~
~~disparat~~
~~Rollstuhl~~
~~Technische Merkmale:~~
~~• Verwendung: Aufbewahrung von Patienten im Rollstuhl oder im Sitzen~~
~~• Gesamtlänge: 130 cm~~
~~• Vordere Höhe: ~ 15 cm~~
~~• Verstellbarer Umfang: von 70 bis 120 cm~~
~~• Polstermaterial: Velours 100% Polyamid + Polyurethan-Ether-Basis~~
~~• Außen- und Innenzüge: 100% Baumwolle~~
~~• Enden: Nickel/Octon-Legierung~~
~~• Sicherheitsverschluss: mit Magnetknöpfen und Schlüssel (nicht enthalten, siehe optional)~~
~~• Kaufberatung: Um Sicherheit und Stabilität für Rollstuhlfahrer zu gewährleisten, ist es wichtig, einen verstellbaren
Rückhaltegurt aus atmungsaktiven, bequemen und robusten Materialien zu wählen.~~
~~Farbe: Creme~~

Der h983_13 Fixiergurt bietet dank seiner Kompatibilität mit magnetischen Sicherheitsverschlüssen und Verstellbarkeit des Umfangs optimalen Schutz im Krankenhaus, RSA oder in der häuslichen Pflege.

Optional:
Es ist wichtig, die Gebrauchsanweisung zu beachten, den Gurt immer über der Kleidung anzulegen und ein Notfall-Schnellverschluss-System zu haben.

- 2 Sicherheitsknöpfe: Automatische Verschlussknöpfe, die in die übereinanderliegenden Ösen der Sicherheitsgurte eingesetzt werden.
- 1 Sicherheitsschlüssel: Polyamid-Schlüssel mit verstärktem Neodym-Magnet, 8 mm stark.

Rollstuhl-Fixiergurt, Fixiergurt für Patienten, Fixierband für Menschen mit Behinderung, Sicherheitsgurt für den Rollstuhl, Anti-Rutsch-Hilfsmittel für Patienten, verstellbarer medizinischer Rollstuhlgurt, gepolsterter Fixiergurt für Senioren, Fixiergurt für Krankenhaus und Pflege.

- Verhindert: unbeabsichtigtes Abrutschen im Rollstuhl.
 - Einfach: Anlegen und anpassen.
 - Weich: atmungsaktiv, ideal für längeren Gebrauch.
- *Abbildung fehlt/Indikativ
• Kompatibel mit magnetischen Sicherheitsverschlüssen.
- Hergestellt: aus langlebigen, hypoallergenen Materialien.

*Sicherheitsknöpfe und Sicherheitsschlüssel können separat als Sonderzubehör erworben werden, die Sicherheitsknöpfe können nur mit dem Sicherheitsschlüssel geöffnet werden.

FAQ:
INFORMATIONEN

HOLITY.COM

Rollstuhl-Fixiergurt h983_13



HOLITY.COM