

**HOLITY.COM**

Transportliege für Krankenhaus h728_10

Krankenhaus-Transportliege für den Patiententransport. Höhenverstellung über hydraulischen Antrieb. Maße: L 190 x T 62 x H 59–109 cm.

Krankenhaus-Transportliege für Flure in Krankenhäusern, Kliniken und Pflegeeinrichtungen. Ideal für den Transport von Patienten in den OP sowie in die verschiedenen Krankenhausabteilungen. Sie besteht aus einer **2-teiligen Liegefläche, gepolstert mit Schaumstoff und bezogen mit schwer entflammbarem Vinyl**, sowie einem Gestell aus lackiertem Stahl. Die Kopfstütze ist mit einer Gesichts-Atemöffnung inklusive passendem Verschlussstopfen ausgestattet, um dem Patienten maximalen Komfort zu gewährleisten. Am Rahmen befinden sich seitlich abklappbare Schutzgitter für mehr Sicherheit während des Transports. **Die Höhe der Liege lässt sich über einen hydraulischen Antrieb verstellen**, während die Rückenlehne manuell per Hebel reguliert wird. Zusätzlich ist die Liege mit praktischen Schiebegriffen am Kopf- und Fußende, einer Halterung für Sauerstoffflaschen und einem Infusionsständer ausgestattet. Die Basis verfügt über 4 Rollen, davon 2 mit Bremse und 1 mit Richtungsfeststeller.

Technische Eigenschaften:

- Abmessungen: L.190 x T.62 x H.59/109 cm
- Tragfähigkeit: 180 kg
- Gestellmaterial: Stahl mit Epoxidbeschichtung und weißer Farbe
- Futtermaterial: 100% Vinyl
- Feuerhemmende Beschichtung Klasse 1IM
- Schaumstoffpolsterung 5 cm, 30 kg/m³
- Hydraulischer Antrieb zur Höhenverstellung
- Verstellbare Rückenlehne mit Hebel
- Gesichts-Atemöffnung mit Verschlussstopfen
- 2 Schiebegriffe (Fuß- und Kopfseite)
- Klappbare Seitengitter
- Sauerstoffflaschenhalterung
- Infusionsständer
- Räder Ø 125 mm, 1 mit Richtungsbremse, 1 ohne Bremse und 2 mit Bremse
- Oberfläche in verschiedenen Farben erhältlich
- Zertifizierte Kennzeichnung

N.B: Verwenden Sie **KEINE** Seifen oder Lösungen, die Alkohol, Ketone, Xylol, Acetate oder Lösungsmittel enthalten, um die Oberfläche zu reinigen und zu desinfizieren. Wischen Sie Flecken zuerst mit einem feuchten, weichen Baumwolltuch ab, dann mit einem in Wasser und neutraler Flüssigseife getränkten Tuch, und schließlich nur mit Wasser und trocken ab. Verwenden Sie **KEINE** Bürsten mit Scheuer- oder Metallfaserborsten oder Schwämme, da diese den Stoff dauerhaft beschädigen können.

INFORMATIONEN

- Höhe in mm 50.0000
- Länge in mm 50.0000
- Tiefe in mm 50.0000
- Typologie verstellbare Höhe

Transportliege für Krankenhaus h728_10



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



59 a 109 cm

HOLITY.COM

Transportliege für Krankenhaus h728_10

Typologie: verstellbare Höhe