

**HOLITY.COM**

Fixergurt zur Ruhigstellung des Knöchels h239_59

Paar gepolsterte Polyester-Knöchelmanschetten mit magnetischem Schlüsselverschluss zur Ruhigstellung auf der Trage.

Die h239_59 Fixermanschatten sind für die sichere Ruhigstellung des Patienten auf der Trage konzipiert und verhindern gefährliche Bewegungen und unbeabsichtigte Handhabung durch den Patienten oder unbefugte Personen.

Das Produkt besteht aus einem Knöchelgurtpaar aus beschichtetem Polyester mit Innenpolsterung, das dazu dient, Kompressions- oder Reibungsverletzungen während der Fixierung zu verhindern.

Das magnetische Schlüsselsystem sorgt für ein hohes Maß an Sicherheit im Gebrauch, verhindert ein versehentliches Öffnen und bietet dem Pflegepersonal totale Kontrolle. Dank des Schnellverstell- und Befestigungssystems passen sich die Knöchelgurte leicht an verschiedene Bahnenformen und -modelle an.

Der Gurt eignet sich für den Einsatz in Krankenhäusern, Notaufnahmen oder Ambulanzen, wo die Stabilität des Patienten während des Transports gewährleistet werden muss.

Kontaktieren Sie uns jetzt, um ein Angebot für das Modell h239_59 zu erhalten. Sonderkonditionen verfügbar für

Kinder Mehrfachbestellungen.
dienen

Knöchelgurten

Knöchelmanschetten

Befestigt?

Wagen Rollen
Transport

Gesamtgröße: 180 cm
Technische Daten:

zünden?

Schnellverschluss

Niedrig Typologie: Paar Knöchelgurte für Krankentrage

hören ●

Material: Polyester mit Innenpolsterung

Spender

verschließen: Magnetisch mit Schlüssel (Metall und Kunststoff)

Entfernen

Vorstellung: Schnellverschluss-System

die ●

Krankenhäuser Waschen: Max 60°C

Modelle: Nicht bügeln

● Nicht bleichen

● Nicht im Wäschetrockner trocknen

●

Gebrauchsempfehlung: Einzelperson

Kaufberatung: Bei der Auswahl eines Rückhaltesystems für Tragenpatienten ist es wichtig, dass das Produkt sicher, einfach anzulegen und bequem für den Patienten ist.

Lagerung: Geschützt vor Hitze- und Flammenquellen

●

Entsorgung: In Übereinstimmung mit den geltenden Umweltvorschriften

Die h239_59 Paar Gelenkgurte bieten einen Magnetverschluss mit Schlüssel, um ein ungewolltes Öffnen zu verhindern, und eine gepolsterte Struktur, um Drucktraumata zu vermeiden.

Die einfache Verstellbarkeit erleichtert den Einsatz auch in Notsituationen und macht sie ideal für den medizinischen Transport.

Nutzervorteile:

- **Entsorgung:** Sicher auf der Trage.
- **Reduziert:** das Risiko von gefährlichen Bewegungen.

Tragen: Knöchelmanschette für Krankentrage, Patient-Immobilisierungsgurt, Knöchelmanschetten h239_59, magnetischer

verschluss, magnetischer Manipulationschutz

komfort: dunkle Polyesterpolsterung

- **Montage:** Schnell und einfach für das Pflegepersonal.

*Bilder rein indikativ.

FAQ:

INFORMATIONEN




Fixiergurt zur Ruhigstellung des Knöchels h239_59



HOLITY.com

HOLITY.com



HOLITY.com