

**HOLITY.COM**

Antidekubitus-Abduktor-Positionierer h23074

Lagerungskissen zum Einsetzen zwischen die Beine des Patienten. Wasserdichter und feuerfester Bezug. Größe: 35x30/10x15 cm.

Lagerungskissen zur Vermeidung von Druckgeschwüren. Es wird in Rückenlage zwischen die Knie des Pflegebedürftigen eingelegt und ermöglicht es, diese auseinanderzuhalten und die Hüften abduziert zu halten. Dadurch werden Reibung und Scheuern an Beinen, Knien und Waden begrenzt.

Kann mit anderen Lagerungshilfen kombiniert werden.

Technische Merkmale:

- Innenseite aus feuerhemmenden Mikrokugeln aus expandiertem Polystyrol
- wasserdichter, atmungsaktiver und flammhemmender Polyurethan-Bezug der Klasse 1
- Abmessungen: cm. 35x30/10x15

INFORMATIONEN