



Tecar-Therapiegerät h731_41

Therapeutisches Gerät für die Tecar-Therapie. Mit 2 unabhängigen Ausgangskanälen (1 kapazitiv, 1 resistiv).

Tecartherapiegeräte, geeignet für den Einsatz in Physiotherapiestudios und spezialisierten Rehabilitationszentren. Entwickelt für die Behandlung von Verletzungen, Kontrakturen, Arthrose, Verstauchungen und vielem mehr durch den Durchgang von Hochfrequenzenergie, die zwischen einer aktiven und einer passiven Elektrode übertragen wird, um therapeutische Wirkungen im Körper zu erzeugen; Insbesondere kommt es innerhalb des Gewebes zu einem gleichmäßigen und kontrollierten Temperaturanstieg. Das Gerät ist einfach zu bedienen und verfügt über ein praktisches LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung, mit dem Sie die korrekte Funktion verwalten und überprüfen können.

Technische Eigenschaften:

- Netzstromversorgung: 230 VAC, 50–60 Hz, $\pm 10\%$
- Maximale vom Netz aufgenommene Leistung: 225 VA
- Maximale Leistung der Maschine: 250 W
- LCD-Display: Farbe 800 x 600 Pixel, 8-Zoll-Touchscreen
- Programmierbare Behandlungszeit: bis zu 60 Minuten
- Spitzenspannung: kapazitiv 300 V – ohmsch 105 V
- Spitzenstrom: kapazitiv 600 mA – ohmsch 1,4 A
- Emissionsfrequenz: 455 kHz
- Art der verwendeten Elektroden: Widerstandselektroden, Edelstahl – kapazitiv, Edelstahl, nylonbeschichtet
- Elektrodendurchmesser: 30, 50, 70 mm
- Einstellbare Leistung: 0-100 %
- Geräteklasse 93/42/EWG: II B
- Elektrische Isolationsklasse gemäß UNI EN 60601-1: I / BF
- Schutzart für Flüssigkeiten gemäß UNI EN 60601-1: IPX0
- Ausgangskanäle: 2 unabhängige (1 kapazitiv, 1 resistive)
- Gespeicherte Protokolle: 52
- Protokolle, die im Benutzerspeicher gespeichert werden können: 200
- Im Benutzerspeicher speicherbare Patientenkarten: 200
- Protokolle, die auf USB gespeichert werden können: 4 GB
- Auf USB gespeicherte Patientenkarten: 4 GB
- Abmessungen: 39 x 28 x 18 h cm
- Gewicht: 9,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör:

- 1 Basis-Widerstandshandstück
- 1 Einfaches kapazitives Handstück
- 1 Widerstandselektroden $\varnothing$ 30 - 50 - 70
- 1 Kapazitive Elektroden $\varnothing$ 30 - 50 - 70
- 1 Gegenelektrode
- 1 Leitcreme 1000 ml

INFORMATIONEN

- **Typologie** Tecar-Therapie



Tecar-Therapiegerät h731_41

Tecar-Therapiegerät h731_41

Tipologia: Tecarterapia

