



## Transfersitz für Badewanne h8903

Transfersitz für Badewanne mit Aluminiumrahmen und Kunststoffsitz. Höhenverstellbar von 89,6 bis 99,5 cm, Breite von 107 bis 111 cm, Tiefe 49- 53 cm

Suchen Sie nach einer sicheren Möglichkeit, in die Badewanne einzutauchen? Der Transfersitz für Badewanne h8903 dient dazu, den Ein- und Ausstieg in die Badewanne zu erleichtern. Er hat einen Aluminiumrahmen mit einem weißen Kunststoffsitz, einer Rückenlehne und einer Seifenschale. Der Sitz ist höhenverstellbar. Der Sitz ist auf Rollen gelagert, um einen einfachen seitlichen Transfer des Benutzers in die und aus der Badewanne zu ermöglichen.

### Technische Merkmale

- Aluminiumrahmen mit klappbaren, höhenverstellbaren Füßen
- Sitz und Rückenlehne aus weißem Kunststoff
- Roter Sicherheitsgriff
- 2 rote Flügelmutter zur Befestigung des Haltegriffs
- Seifenschale aus Kunststoff
- Breite 107 - 111 cm
- Tiefe 49 - 53 cm
- Gesamthöhe verstellbar von 89,5 bis 99,5 cm
- Sitzbreite 50 cm (mit Griff)
- Sitztiefe 39,5 cm
- Sitzhöhe verstellbar von 45,5 bis 55,5 cm
- Gewicht 6,50 kg
- Max. Belastbarkeit 130 kg

Dieses Produkt kann nur auf Wannen mit einer maximalen Höhe von 55,5 cm verwendet werden

### Funktionsweise

- Positionieren Sie den Transfersitz so, dass zwei der Sitzfüße auf dem Wannenboden und zwei auf dem Boden außerhalb der Wanne aufliegen
- Setzen Sie sich auf den Sitz und betätigen Sie den roten Hebel unterhalb des Sitzes und halten Sie ihn offen. Dadurch wird das Verriegelungssystem für die seitliche Bewegung gelöst
- Drücken Sie den Sitz mit Hilfe Ihrer Füße in Richtung Badewanne und verlagern Sie Ihr Körpergewicht
- Sobald der Sitz das Ende seines Hubs erreicht hat, lassen Sie den Hebel los, um den Sitz zu verriegeln. Wenn der Sitz nicht einrastet, bewegen Sie ihn leicht nach rechts oder links, bis das Verriegelungssystem mit einem hörbaren "Klick" einrastet

- Um die Badewanne zu verlassen, wiederholen Sie diese Schritte in umgekehrter Reihenfolge

## INFORMATIONEN

- **Höhe** 89,6 cm
- **Tiefe** 49 cm
- **Material** Aluminium
- **Länge** 107 cm

**HOLITY.COM**

### Transfersitz für Badewanne h8903



#### Transfersitz für Badewanne h8903

---

Höhe: 89,6 cm

Tiefe: 49 cm

Tragfähigkeit: 130 kg

Material: Aluminium

Länge: 107 cm

Verwendung: vasca da bagno