

Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452





Liege für die gynäkologische Station h728_07

Gynäkologischer Stuhl mit elektronischer Höhenverstellung. Abmessungen: L.179 x T.62 x H.53/85 cm.

Gynäkologische Liege speziell für den Einsatz in Kliniken, Krankenhäusern und Arztpraxen. Ausgestattet mit elektrisch höhenverstellbar mittels 1 Motor, manuell verstellbarer Rückenlehne mittels Gaskolben und Fußstütze verstellbar mittels eines Handhebels. Durch die Verstellung der Rückenlehne und der Fußstütze kann die Liege in die Trendelenburg-Position gebracht werden. Die Struktur besteht aus einem lackierten Stahlrahmen mit einer mit Schaumstoff gepolsterten und mit feuerhemmendem Vinyl überzogenen Oberseite. Die Lieferung erfolgt komplett mit verstellbaren und schwenkbaren Oberschenkelstützen, abnehmbarer Tropfschale aus Edelstahl, ergonomischem Kissen und gynäkologischem Loch im Sitz.

Technische Merkmale:

Abmessungen: L.179 x T.62 x H.53/85 cm

Belastbarkeit: 180 kg

Gestellmaterial: Stahl mit Epoxidbeschichtung und weißer Farbe

• Futtermaterial: 100% Vinyl

- Feuerhemmende Beschichtung Klasse 1IM Schaumstoffpolsterung 5 cm, 30 kg/m³
- Elektrische 1-Motor-Bedienung für die Höhenverstellung
- Manuell verstellbare Rückenlehne über Gaskolben
- Verstellbares Fußteil über Handhebel
- Trendelenburg-Position
- Rechts Verstellbare und schwenkbare Oberschenkel
- Zerstörbares Edelstahltablett
- Ergonomisches Rückenpolster
- Gynäkologisches Loch im Sitz
- Oberfläche in verschiedenen Farben erhältlich
- Zertifiziertes CE-Zeichen

N.B: für die Reinigung und Desinfektion des Verdecks KEINE Seifen oder alkohol-, keton-, xylol-, acetat- oder lösungsmittelhaltige Lösungen verwenden. Wischen Sie Flecken zuerst mit einem feuchten, weichen Baumwolltuch ab, dann mit einem in Wasser und neutraler Flüssigseife getränkten Tuch, und schließlich nur mit Wasser und trocken ab. Verwenden Sie KEINE Bürsten mit Scheuer- oder Metallfaserborsten oder Schwämme, da diese den Stoff dauerhaft beschädigen können.

INFORMATIONEN

- Länge in mm 1790.0000
- Tiefe in mm 620.0000


- Höhe in mm 530.0000typologie höhe Variable
- Tragfähigkeit 180 kg



Liege für die gynäkologische Station h728_07







Liege für die gynäkologische Station h728_07

Tragfähigkeit: 180 kg Typologie höhe: Variable

